




SZABLONY

Polorto
Zawsze dobre rozwiązania

CHIRURGICZNE DO IMPLANTÓW ZYGOMATYCZNYCH

- doskonałe wsparcie pracy lekarza przez technika



ZAKRES PRACY DO WYKONANIA

1. Pobrać oprogramowanie **DDS-Pro**.
2. Przygotować przypadek (DICOM + superimpozycja stl).
3. Opracować z lekarzem wymagany zakres projektu zabiegu.
4. Zaprojektować szablony do implantów i / lub płytki pośredniej i ostatecznej.
5. Wydrukować szablony i płytki na drukarce 3D.
6. Opcjonalnie skompletować wszystkie elementy pakietu (implanty, łączniki, czapeczki, płytki do osteosyntezy).



OPŁACALNOŚĆ

- DDS-Pro: bezpłatna miesięczna licencja dla początkujących (2 bezpłatne konwersje).
- Licencja pełna:
 - ✓ **150 EUR** opłata jednorazowa, dożywotnie aktualizacje w cenie.
- Licencja Airways do analizy dróg oddechowych.
 - ✓ **99 EUR** opłata za rok użytkowania.
- Konwersje*: od 13,5 do 20 EUR zależnie od zakupionych ilości.

*Konwersja – zamiana projektu do pliku drukowalnego.

Opłata po zleceniu – zero kosztów wstępnych.

Cena konwersji może być niższa w zależności od kupowanej ilości.

Uwaga: Do pracy mogą być używane diagnostyczne modele ortodontyczne DDP-Ortho, co otwiera współpracę interdyscyplinarną lekarzy.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA – CZEGO POTRZEBUJESZ

- Pliki DICOM, pliki stl lub DDP-Ortho.
- Projekt zabiegu od lekarza.
- Akceptacja projektu przez lekarza przed wydrukiem.



Nasze rozwiązania w ortodoncji bazujące na technologii 3D i CAD/CAM



STL
vs
DDP-Ortho



DDP-
Ortho



A-ligner



Retainer
for life



IPA



IPA-
procedura

☎ 34 366 51 11

ortodoncja@polorto.com.pl

www.polorto.com.pl

- Komputer z oprogramowaniem DDS-Pro.
- Drukarka 3D modeli – tylko kiedy sam drukujesz.
- Opcjonalnie materiały do zabiegu.

Wybrane czynności możesz zlecić:

- Przygotowanie przypadku i projektowanie szablonów, drukowanie szablonów, dostarczanie łączników, implantów.

KALKULACJA

Opłacalność przy samodzielnym wykonaniu całości produkcji:

- Koszty
 - ✓ Licencja DDS-Pro (zależnie od stopnia skomplikowania przypadku) 20-40 EUR.
 - ✓ Wydruk 3D – zależny od drukarki i ilości szablonów.
 - ✓ Opcjonalnie koszt materiałów do zabiegów.
- Zakres oferty technicznej
 - ✓ Kompleksowa asysta techniczna.
 - ✓ Opracowanie techniczne przypadku (scalenie CBCT + stl/DDP-Ortho).
 - ✓ Projektowanie on-line zabiegu z lekarzem.
 - ✓ Wydruk szablonów.
 - ✓ Dostarczenie materiałów (implant, łącznik, czapeczka gojąca, przy zabiegu LeFort, także płytki do osteosyntezy ze śrubami).
- Sugerowana cena usługi (bez kosztu materiałów): 2.500 zł

Zapewniamy:

- Bezpłatne oprogramowanie DDS-Pro (licencja Viewer) dla Twoich klientów.
- Pełną asystę techniczną.

Co otrzymujesz od nas aby zacząć produkcje szablonów

Bezpłatne szkolenia , wsparcie techniczne z zakresu oprogramowania DDS-Pro

ortolab.com.pl

