



SZABLONY CHIRURGICZNE DO IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

- doskonałe wsparcie pracy lekarza przez technika



ZAKRES PRACY DO WYKONANIA

1. Pobrać oprogramowanie **DDS-Pro**.
2. Przygotować przypadek (DICOM + superimpozycja stl).
3. Opracować z lekarzem wymagany zakres projektu zabiegu.
4. Zaprojektować szablony do implantów.
5. Wydrukować szablony na drukarce 3D.



OPŁACALNOŚĆ

- DDS-Pro: bezpłatna miesięczna licencja dla początkujących (2 bezpłatne konwersje).
- Licencja pełna:
 - ✓ **168 EUR** opłata jednorazowa, dożywotnie aktualizacje w cenie.
- Licencja Airways do analizy dróg oddechowych.
 - ✓ **111 EUR** opłata za rok użytkowania.
- Konwersje* : od 15,12 EUR do 22,4 EUR zależnie od zakupionych ilości.

* Konwersja – zamiana projektu do pliku drukowalnego.

Opłata po zleceniu – brak kosztów wstępnych.

Cena konwersji może być niższa w zależności od kupowanej ilości.

Uwaga – do pracy mogą być używane diagnostyczne modele ortodontyczne DDP-Ortho, co otwiera współpracę interdyscyplinarną lekarzy.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA – CZEGO POTRZEBUJESZ

- Pliki DICOM, pliki stl lub DDP-Ortho.
- Projekt zabiegu od lekarza.
- Akceptacja projektu przez lekarza przed wydrukiem.



Nasze rozwiązania w ortodoncji bazujące na technologii 3D i CAD/CAM



STL
vs
DDP-Ortho



DDP-
Ortho



A-ligner



Retainer
for life



IPA



IPA–
procedura

- Komputer z oprogramowaniem DDS-Pro.
- Drukarka 3D modeli – tylko kiedy sam drukujesz.
- Opcjonalnie materiały do zabiegu.

Wybrane czynności możesz zlecić:

- Przygotowanie przypadku i projektowanie szablonów, drukowanie szablonów, dostarczanie łączników, implantów.

KALKULACJA

Opłacalność przy samodzielnym wykonaniu całości produkcji:

- Koszty:
 - ✓ licencja DDS-Pro od 15,12 do 22,4 EUR,
 - ✓ wydruk 3D – zależny od drukarki i ilości szablonów,
 - ✓ opcjonalnie koszt materiałów do zabiegów.
- Zakres oferty technicznej:
 - ✓ kompleksowa asysta techniczna,
 - ✓ opracowanie techniczne przypadku (scalenie CBCT + stl/DDP-Ortho),
 - ✓ projektowanie on-line zabiegu z lekarzem,
 - ✓ wydruk szablonów,
 - ✓ opcjonalne dostarczenie materiałów (tuleje).
- Sugerowana cena usługi (z wydrukiem jednego szblonu) : 550 zł

Zapewniamy:

- bezpłatne oprogramowanie DDS-Pro (licencja Viewer) dla Twoich klientów,
- pełną asystę techniczną.

Aby zacząć produkcję szablonów możesz liczyć na:

Bezpłatne szkolenia , wsparcie techniczne z zakresu oprogramowania DDS-Pro

ortolab.com.pl

